

ВАШЕ ЛИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ СМОТРОВОЕ КРЕСЛО

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Полный список принадлежностей и аксессуаров на сайте www.gracie.eu



Лоток из нержавеющей стали, большой



Лоток из нержавеющей стали для инструментов на поворотном кронштейне



Держатели для кольпоскопов



Опоры ног по Геппелю



Подогрев сиденья



Панель с розетками

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Подробное описание технических характеристик на сайте www.gracie.eu




Максимальная высота	1150 мм
Минимальная высота	520 мм
Полная длина в горизонтальном положении	1700 мм
Полная ширина / ширина сиденья	760 / 600 мм
Максимальный вес пациента	180 кг

GRACIE



reddot design award
winner 2011



ОРИГИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ КОМПАНИИ BORCAD

Интегрированные в кресло цифровой видеокольпоскоп и ЖК-монитор экономят пространство в кабинете и делают процедуру обследования более эффективной и максимально удобной для врача.



Инструментальная тумбочка обеспечивает врачу комфорт при работе, предоставляя легкий и удобный доступ к расходным материалам и инструментарию.

Беспроводной ножной пульт управления позволяет врачу дистанционно установить кресло в любое из трех запрограммированных положений: посадочное, смотровое и положение кушетки.

макс. 10 м



Гинекологическое кресло GRACIE объединяет в себе все преимущества кресла и смотровой кушетки. При проведении ультразвукового исследования изображение передается на встроенный в кресло ЖК-монитор, который может быть развернут как к врачу, так и к пациенту.

